


大型バイオシェーカー

BR-3300シリーズ

培養のタイトックのフラッグシップマシンが
使い勝手を向上してついにモデルチェンジ。
新機能「エコドライブ」で消費電力(Wh)は
従来機の約1/6!!
「セーフティードアロック」で安全性を確保しました。
「プログラム機能」も追加し様々な培養計画に対応します。

New!



容器架数が大容量!

500mL 三角フラスコ
なら1段で32個架、
Wタイプの2段
振とう台なら
64個架可能!

インナーラック新発売!

庫内上部のデッドスペースを
活用できます。
振とう培養と同時に
静置培養も可能です。



BR-3300



BR-3300SW

振とう台の数	1段		
	BR-3300	BR-3300B	BR-3300S
エコドライブ	●	●	●
トップボード(実験台甲板)	×	●	●
セーフティードアロック	×	×	●
ドア解錠時お知らせ	×	×	●
使用環境温度範囲(*1)	+5°C~+35°C		
使用温度範囲(*1)	+4°C~+70°C		+4°C~+60°C
振とう速度(*2)	25~250r/min		30~250r/min
振とう方式/振幅/扉様式	往復/旋回切換式 10~50mm(無段階可変式) フロントドア(観音開き)		
プログラム機能	記憶プログラム数:4プログラム、ステップ数:9ステップ(1プログラムにつき) ステップ設定内容(*3):温度・振とう速度・時間 ウェイト機能付き(時間設定範囲:00h00min~99h59min)		
その他の機能(*4)	庫内灯自動点灯機能、庫内連絡孔(2孔)、結露水自動乾燥(*5)		
外形寸法	1327×835× 1234Hmm	1327×835×1278Hmm	
架台寸法 および容器架数例	800×600mm(庫内全体の有効高さ:601mm) 三角フラスコの場合:500mLなら32個、5Lなら6個		
電源	AC100V・12A		

振とう台の数	2段		
	BR-3300W	BR-3300BW	BR-3300SW
エコドライブ	●	●	●
トップボード(実験台甲板)	×	●	●
セーフティードアロック	×	×	●
ドア解錠時お知らせ	×	×	●
使用環境温度範囲(*1)	+5°C~+35°C		
使用温度範囲(*1)	+4°C~+70°C		+4°C~+60°C
振とう速度(*2)	25~160r/min		30~160r/min
振とう方式/振幅/扉様式	往復/旋回切換式 10~50mm(無段階可変式) フロントドア(観音開き)		
プログラム機能	記憶プログラム数:4プログラム、ステップ数:9ステップ(1プログラムにつき) ステップ設定内容(*3):温度・振とう速度・時間 ウェイト機能付き(時間設定範囲:00h00min~99h59min)		
その他の機能(*4)	庫内灯自動点灯機能、庫内連絡孔(2孔)、結露水自動乾燥(*5)		
外形寸法	1327×835× 1234Hmm	1327×835×1278Hmm	
架台寸法 および容器架数例	800×600mm(各段に納まる容器サイズ:1L三角フラスコ・500mL振とうフラスコまで) 三角フラスコの場合:500mLなら64個、1Lなら36個		
電源	AC100V・12A		

(*1) 設定温度 +10.0°C以下でご使用される場合は環境温度を +30°C以下にしてください。本製品の仕様は、当社が定めた測定方法による性能値が記載されております。振とうや温度精度に関するバリエーションをご希望の際は当社までお問い合わせください。
(*2) レジプロ・ロータリー共通の振とう速度です。
(*3) ウェイト機能とは、庫内が設定温度に達してから振とう開始できる機能です。本製品には温度勾配(傾斜)機能はありません。
(*4) 伝送出力信号(アナログ信号)1-5V、警報出力信号(DCV)にも特注で対応いたします。詳しくは最寄りのサービスセンターへお問い合わせください。
(*5) ご使用の状況によっては自動乾燥が追いつかず、手動での排水をお願いする場合がございます。

大型バイオシェーカーはBR-3300シリーズ
以外にも用途に合わせた様々なシリーズが
あります。詳細に付きましては右記QRから
ご参照下さい。

